



Um produto
4Life
 Healthcare Innovation

PRODUTO EXCLUSIVO

Y-Strut

Características

Sistema de implantes em PEEK (1 e 2), com marcadores de tântalo e inovadora tecnologia para tratamento e prevenção de fraturas transcervicais e pertrocantéricas. Implante associado ao uso obrigatório de cimento para garantir a eficácia do tratamento.

Indicações

Oncologia:

Utilizado em fixação interna percutânea de fratura patológica iminente do fêmur proximal. Utilizar os critérios para inclusão do produto.

- Pontuação MIRELS ≥ 8 ;
- Paciente com lesões líticas $\leq 2/3$ do córtex;
- Escala ECOG <4 (Eastern Cooperative Oncology Group).

Traumatologia:

Utilizado em fixação percutânea contralateral interna do fêmur proximal, em paciente com fratura pertrocantérica de baixa energia no primeiro lado e nenhum dispositivo no fêmur contralateral. Utilizar os critérios de inclusão do produto.

- Índice FRAX (Avaliação de Risco de Fratura);
- Índice T (T-score) ou DMO (Densidade Mineral Óssea) ou qualquer outro índice validado.

Contra Indicações

- Comprimento do fêmur proximal inferior a 90mm;
- Paciente submetido a cimentoplastia na área alvo;
- Paciente obeso - os instrumentos poderão ser muito curtos;
- Coxartrose ou suspeita.

Diferenciais

- Todas as combinações entre o implante 1 e o implante 2 são possíveis;
- Piloto guia permite montar com segurança os dois implantes in situ no fêmur proximal;
- É imediatamente permitido, a habilidade de caminhar;
- Diminuição da taxa de mortalidade relacionada à fratura.

Implante 1		Implante 2	
Diâmetro (mm)	Tamanhos (mm)	Diâmetro (mm)	Tamanhos (mm)
9	80 - 100*	8	55 - 80*

* incremento de 5mm



Implante 1

Implante 2